





OptoMeP[®]

Tu equipo de screening para exploraciones visuales en medicina ocupacional



➤ CARACTERÍSTICAS

- Distancia de examen
Visión lejana – intermedia - cerca
- Exportación de pruebas en PDF y XML
- Parámetros personalizables:
 - Informes
 - Protocolos de pruebas
- Creación de protocolos propios de pruebas para ejecutar de forma semiautomática
- Calibración de la pantalla



OptoMeP®

➤ COMPONENTES

- Tablet manejo
- Pantalla de visualización
- Gafa y clip rojo/azul
- Accesorio lente/occlusor
- Soporte de mesa
- Funda de transporte
- Manual de instrucciones

Producto CE Clase I

