

PRODOTTI DI CONSUMO
RESPIRAZIONE

Sibelmed[®]


filtro antibatterico/virale

- Filtro antibatterico/virale usa e getta per adulti e bambini
- Efficienza del 99,99% nella filtrazione antibatterica/virale
- Stabile, robusto ed economico
- Completamente sigillato per impedire l'influenza di fattori esterni
- Adatto ad adulti e bambini, grazie al design ovale ed ergonomico
- Compatibile con vari dispositivi diagnostici della funzionalità polmonare
- Bassa resistenza al flusso d'aria
- Riduce il rischio di contaminazione incrociata
- Confezionato singolarmente
- Riduce i costi non necessitando di bocaglio aggiuntivo

Efficienza di filtrazione antibatterica	30 l/min 99,99999%	750 l/min 99,9943%
Efficienza di filtrazione antivirale	30 l/min 99,9981%	750 l/min 99,7680%
Resistenza (a 14 l/s)	<1,45 hPa / l/s (1,5 cmH2O / l/s)	
Spazio morto	<50 ml	
Metodo di filtrazione	Électrostatique et mécanique	
Materiale membrana	Polipropilene	
Peso	40 g	
Bocaglio	Embout intégré pas besoin d'embout supplémentaire	
Superficie bocaglio	Conception adaptée à la bouche du patient	

CERTIFICATO:

A norma della Direttiva 93/42/CEE



Design ovale



Trasduttore monouso con filtro

- Accurato e affidabile
- Filtro batterico/virale integrato, con un'efficienza del 99,99%
- Protezione per il tecnico e il paziente
- Riduce il rischio di contaminazione e infezione incrociata
- Bassa resistenza al flusso d'aria
- Adatto per uso adulto e pediatrico
- Imballaggio individuale

Efficienza di filtrazione antibatterica	30 l/min 99,99999%	750 l/min 99,9943%
Efficienza di filtrazione antivirale	30 l/min 99,9981%	750 l/min 99,7680%
Resistenza (a 14 l/s)	<1,45 hPa / l/s (1,5 cmH2O / l/s)	
Spazio morto	<75 ml	
Método de filtrado	Électrostatique et mécanique	
Materiale membrana	Polipropilene	
Dimensioni	146,9 x 91,5 mm	
Peso	52 g	
Bocaglio	Embout intégré pas besoin d'embout supplémentaire	
Superficie bocaglio	Conception adaptée à la bouche du patient	

CERTIFICATO:

A norma della Direttiva 93/42/CEE



Sibelmed®

trasduttore monouso

- Accurato e affidabile
- Nessun rischio di contaminazione incrociata
- Nessun filtro o ugello
- Design ergonomico
- Per uso adulto e pediatrico
- Economico

Intervallo di misurazione Flujo de 0 a ± 16 l/s. Volumen 0 a 10L

Resistenza dinamica $<1,5$ cm H₂O a 14 l/s (ATS)

Dimensioni 135x40x30 mm

Peso 20 g (aprox.)

CERTIFICATO:

A norma della Direttiva 93/42/CEE



stringinaso

- Usa e getta
- Aiuta nella corretta esecuzione dell'esame spirometrico, impedendo perdite d'aria attraverso il naso

CERTIFICATO:

A del Regolamento dei dispositivi medici (UE) 2017/745



carta

- Carta termica per spirometri



codici

FILTRO ANTIBATTERICO/VIRALE E VIRALE USA E GETTA



09698	28mm confezione 100 pz.	DATOSPIR-SIBELMED, MEDIDOR ÓXIDO NÍTRICO EVERNOA
09699	30mm confezione 100 pz.	VITALOGRAPH, MIR, COSMED, MICROMEDICAL (VIASYS), NSPIRE, ZAN
09700	34,5mm confezione 100 pz.	JAEGER, MICROMEDICAL (VIASYS), SENSORMEDICS

TRASDUTTORE MONOUSO CON FILTRO



09718	Confezione 100ud.	TRANSDUCTOR LILLY DESECHABLE DATOSPIR 120, DATOSPIR 110, DATOSPIR 600, DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR AIRA
-------	----------------------	--

TRASDUTTORE MONOUSO



03169	Busta 50 pz.	TRANSDUCTOR LILLY DESECHABLE DATOSPIR 120, DATOSPIR 110, DATOSPIR 600, DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR AIRA
-------	--------------	--

STRINGINASO USA E GETTA



02692	Busta 5pz.	PINZA NASAL PLÁSTICO
09661	Busta 100pz.	PINZA NASAL PLÁSTICO

CARTA TERMICA



02634	110mmx25m (5 rotoli)	DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR 120 C/D, DATOSPIR 110 C
-------	-------------------------	--

prodotti di consumo di altre aree

- Imbuto per orecchio
- Grafico audiometrico
- Cono narici per rinomanometria
- Adesivo nasale per rinomanometria



Diagnosi del sonno

- Sensori del sonno:
- Flusso respiratorio , Trasduttori di pressione, Sforzo respiratorio, Russamento, Movimento delle estremità, Pulsioximetria, Elettrodi Bande induttive.



SIBEL SAU, Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain. Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Serv. Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com



EN ISO9001:2015