


CONSOMMABLES
RESPIRATOIRE

Sibelmed[®]

filtre anti-bactérien/viral

- Filtre antibactérien/viral pour utilisation adulte et pédiatrique
- 99.99% d'efficacité bactérienne et virale
- Stable, robuste et économique
- Scellé, évite toute affectation par des facteurs externes
- Convient aux adultes et enfants grâce à la conception ovale et ergonomique de l'embout
- Compatible avec différents appareils de diagnostic de fonction pulmonaire
- Résistance basse de débit
- Réduit les risques de contamination
- Emballé individuellement
- Réduction de coût car ne nécessite pas d'embout supplémentaire



Conception de l'embout ovale

Efficacité bactérienne	30 l/min 99,99999%	750 l/min 99,9943%
Efficacité virale	30 l/min 99,9981%	750 l/min 99,7680%
Résistance (a 14 l/s)	<1,45 hPa / l/s (1,5 cmH2O / l/s)	
Espace mort	<50 ml	
Méthode de filtration	Électrostatique et mécanique	
Matériel membrane	Polypropylène	
Poids	40 g	
Embout	Embout intégré pas besoin d'embout supplémentaire	
Superficie de l'embout	Conception adaptée à la bouche du patient	

CERTIFIÉS:

Classe IIa selon la directive 93/42/CEE



- Précis et fiable
- Filtre antibactérien/antiviral intégré, réduire de plus del 99,99%
- Protège l'opérateur et le patient
- Réduit le risque de contamination croisée et d'infection
- Résistance basse de débit
- Convient aux adultes et enfants
- Emballé individuellement

Efficacité bactérienne	30 l/min 99,99999%	750 l/min 99,9943%
Efficacité virale	30 l/min 99,9981%	750 l/min 99,7680%
Résistance (a 14 l/s)	<1,45 hPa / l/s (1,5 cmH2O / l/s)	
Espace mort	<75 ml	
Méthode de filtration	Électrostatique et mécanique	
Matériel membrane	Polypropylène	
Dimensions	146,9 x 91,5 mm	
Poids	52 g	
Embout	Embout intégré pas besoin d'embout supplémentaire	
Superficie de l'embout	Conception adaptée à la bouche du patient	

CERTIFIÉS:

Classe IIa selon la directive 93/42/CEE



Sibelmed

capteurs à usage unique

- Précis et fiable
- Sans risque de contamination croisée
- Sans filtre ni embout
- Conception ergonomique
- Pour utilisation adulte et pédiatrique
- Économique

Échelle de mesure	Débit de 0 à ± 16 l/s. Volume 0 à 10L
Résistance dynamique	<1,5 cm H ₂ O à 14 l/s (ATS)
Dimensions	135x40x30 mm
Poids	20gr. (aprox.)

CERTIFIÉS:
Classe IIa selon la directive 93/42/CEE



pince

- À usage unique
- Permet de réaliser les spirométries correctement, en évitant que le patient perde de l'air à travers les fosses nasales

CERTIFIÉES:
Classe I selon le règlement des produits sanitaires (UE) 2017/745



papier

- Papier thermosensible pour spiromètres



références

FILTRE ANTI-BACTÉRIEN/VIRAL



09698	28mm caisse 100ud.	DATOSPIR-SIBELMED, MEDIDOR ÓXIDO NÍTRICO EVERNOA
09699	30mm caisse 100ud.	VITALOGRAPH, MIR, COSMED, MICROMEDICAL (VIASYS), NSPIRE, ZAN
09700	34,5mm caisse 100ud.	JAEGER, MICROMEDICAL (VIASYS), SENSORMEDICS

CAPTEUR À USAGE UNIQUE À FILTRE INTÉGRÉ



09718	Caisse 100ud.	TRANSDUCTOR LILLY DESECHABLE DATOSPIR 120, DATOSPIR 110, DATOSPIR 600, DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR AIRA
-------	---------------	--

CAPTEUR À USAGE UNIQUE



03169	Sachet 50ud.	TRANSDUCTOR LILLY DESECHABLE DATOSPIR 120, DATOSPIR 110, DATOSPIR 600, DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR AIRA
-------	--------------	--

PINCE NASALE À USAGE UNIQUE



02692	Sachet 5ud.	PINCE NASALE PLASTIQUE
09661	Sachet 100ud.	PINCE NASALE PLASTIQUE

PAPIER THERMOSENSIBLE



02634	110mmx25m (5 rouleaux)	DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR 120 C/D, DATOSPIR 110 C
-------	---------------------------	--

consommables autres spécialités

- Spéculum à usage unique
- Graphiques audiométriques
- Olives nasales rhinomanométrie
- Adhésif pour rhinomanométrie nasale



Diagnostic du sommeil

- Capteurs de sommeil:
- Flux respiratoire, capteur de pression,
- effort respiratoire, ronflement,
- mouvement des extrémités, oxymétrie
- de pouls, électrodes bandes inductives.



SIBEL SAU, Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventes Espagne: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventes Internationales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Service technique: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com



EN ISO9001:2015