

**Sibelmed**

**MEDIDOR DE FLUJO  
MEDIDOR DE FLUXO  
DATOSPIR PEAK-10**



- **Bajo coste**
  - Custo reduzido
- **Control domiciliario**
  - Teste domiciliário
- **Zona de colores para el control del Asma**
  - Zona colorida para o controlo da asma
- **Personalizable**
  - Personalizável
- **Normativa Europea EN ISO 23747**
  - Norma europeia EN ISO 23747



[www.sibelgroup.com](http://www.sibelgroup.com)

**Criamos o futuro**

# DATOSPIR PEAK-10 • medidor de flujo - medidor de flujo

## Principales características

El medidor de flujo espiratorio DATOSPIR PEAK-10 mide la intensidad del flujo de aire que pasa por las vías aéreas cuando se realiza una espiración lo más rápida e intensa posible. El nivel de la cifra alcanzada informará al médico sobre el grado de gravedad de su enfermedad.

Incorpora una sencilla herramienta de autocontrol para el paciente (el semáforo). El establecimiento de las distintas zonas debe ser elaborado por personal médico y será individualizado para cada paciente.

Este equipo ha sido verificado y calibrado en SIBEL,S.A.U. según el procedimiento y verificación de ajuste.



Herramienta de autocontrol (semáforo) / Sistema de zonas coloridas

## Especificaciones Técnicas / Especificações técnicas

Rango/Intervalo: 60-900 l/min (EN ISO 23747).

Incremento Escala/Incremento escala: 10 l/min

Exactitud/Exatidão:  $\leq \pm 10\%$  ou  $< 20$  l/min

Calibración/Calibração: 100% (individual).

Repetibilidad/Repetibilidade:  $\leq \pm 5\%$  ou  $< 10$  l/min

Respuesta en frecuencia/Resposta em frequência:

Según la normativa EN ISO 23747 / De acordo com a norma EN ISO 23747.

Cumple las recomendaciones de la ATS/ERS 2005 (Eur Respir J 2005; 26:948-968)

y la norma EN ISO 23747 / Cumpre as recomendações da norma ATS/ERS 2005

(Eur Respir J 2005; 26:948-968) e da norma EN ISO 23747.

Producto clase I con función de medición según Directiva 93/42/CEE

Produto de Classe I com funções de medição de acordo com a Diretiva

93/42/CEE

SIBEL S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (Spain)  
Vendas nacionais: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com  
Internationals sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com  
Assistència técnica: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11



A Sibel é membro de HL7 Espanha



CE0318 EN ISO 23747:2009 EN ISO 13485:2012+AC:2012

## Principais características

O medidor de fluxo expiratório DATOSPIR PEAK-10 fornece uma medição objetiva do Pico de fluxo expiratório (PFE) que constitui uma informação valiosa sobre a função pulmonar. A utilização correta deste instrumento irá ajudá-lo a si e ao seu médico a acompanhar de próximo a sua doença e permitir que lhe seja receitado o tratamento mais benéfico para si.

O sistema de zonas coloridas é bastante útil para monitorizar o estado respiratório do doente. Os limites das zonas têm de ser determinados por um médico e devem ser personalizados para cada doente.

Este dispositivo foi verificado e calibrado na SIBEL,S.A.U. de acordo com o procedimento de verificação e ajuste.

