

HM101M

TALLÍMETRO PEDIÁTRICO



El tallímetro portátil para bebés HM101M está diseñado para medir la longitud de los bebés mientras están acostados boca arriba.

Puede usarse sobre una mesa o montarse en una pared para aumentar la estabilidad.

Características

Rango	10-100 cm
División	1 mm
Dimensiones totales	1040 x 290 x 55 mm
Peso	0,8 kg



Cód. 10171

CE
2460

Sibelmed



SIBEL SAU

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com