

HM80P


TALLÍMETRO PEDIÁTRICO



Pinza deslizante



Desmontable



El tallímetro portátil para bebés HM80P es liviano y se desarma en cuatro piezas para facilitar el transporte, perfecto para uso doméstico, uso clínico o para profesionales que viajan.

Funciones

- Se desmonta en cuatro piezas , para su transporte o almacenamiento.
- Diseño de pinza deslizante fácil de usar, seguro para uso pediátrico.
- Ideal para enfermeras o médicos que viajan y para clínicas u hospitales pediátricos

Características

Rango	10-80 cm
División	1 mm
Dimensiones totales	890 x 330 mm
Peso	0,7 kg

Cód. 10167

CE
2460

Sibelmed



SIBEL SAU

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.

Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com

International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com

www.sibelmed.com