

MHS2710

BÁSCULA DE ELEVACIÓN

La báscula de elevación digital MHS2710 está especialmente diseñada para instalarse entre la barra de extensión y el cabestrillo de una grúa para pacientes, y es compatible con una variedad de sistemas diferentes.

Con una batería de litio recargable y transmisión de datos inalámbrica para mejorar el flujo de trabajo, el MHS2710 es un instrumento completamente autónomo diseñado para operar de forma rápida y sencilla.



Batería recargable de alta capacidad

Proporciona hasta 160 horas de funcionamiento.



Cambio rápido de batería

El sistema de cambio rápido permite sustituir la batería, lo que minimiza el tiempo de inactividad.




Pantalla de visión amplia

Gracias a su nuevo indicador LCD gran angular, los resultados de las mediciones se pueden ver claramente desde todos los ángulos.




Transmisión inalámbrica

Con el módulo inalámbrico instalado, los resultados se pueden enviar directamente al sistema EMR para simplificar el flujo de trabajo.



Uso versátil



Compatible con diferentes sistemas




Parte de un sistema integrado

Una vez completada la medición del peso, los resultados se pueden enviar de forma inalámbrica a una tableta, para su registro directo o su posterior exportación a sistemas EMR si es necesario.



- (IMC) Índice de masa corporal
- Hold
- Tara
- Cambio rápido de batería
- Sincronización de resultados en tiempo real
- Hasta 160 horas de uso
- Indicador de nivel de energía
- Transmisión inalámbrica
- Los datos se pueden gestionar mediante la aplicación Charder Connect



Capacidad / Precisión	300kg x 100g
Funciones	On/Off/Tara/Cero, Hold/IMC
Dimensiones de la pantalla	95 x 34 mm
Dimensiones totales	122 x 60 x 180 mm
Peso	1,04 kg
Alimentación	Batería de Litio recargable
Transmisión de datos	Inalámbrica

Cód. 10163

CE 2460 CE M 25 Clase III

Sibelmed



SIBEL SAU

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
 Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
 International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
 Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com