

MS2504

BÁSCULA CON PASAMANOS




Doble pantalla LCD con peso, altura e IMC



Apoyo durante la medición



Ruedas giratorias



Nivel de burbuja



Ideal para pacientes con dificultades para subirse o mantenerse en equilibrio en una báscula de suelo, esta báscula cuenta con ruedas integradas que facilitan su traslado y almacenamiento, robustas barandillas que proporcionan apoyo adicional, una plataforma antideslizante para mayor seguridad del paciente y salida de datos a PC o impresora térmica.

Funciones

- IMC (Índice de Masa Corporal)
- Imprimir
- Retroiluminación
- Hold
- Tara
- 5 juegos de memorias Pre-tara

Características

Pantalla	Indicador modelo DP3710 Doble pantalla LCD de 1"
Capacidad	300 kg
Precisión	100 g
Dimensiones totales	550 x 550 x 1090 mm
Pies	Ajustables
Transferencia de datos	USB, inalámbrica (opcional)
Alimentación	6 Pilas AA / Adaptador de corriente
Peso	20,8 kg

Accesorios opcionales

10166	Tallímetro	HM201M
10165	Tallímetro	HM201D
10164	Tallímetro	HM200D
10073	Impresora térmica	TP2100 (USB)
10177	Impresora térmica inalámbrica	TP2110 (se necesita un módulo inalámbrico)
10178	Módulo inalámbrico (LE) para conectar a impresora térmica	
10179	Módulo WiFi: para transmisión datos a PC	
10180	Alimentación	Batería recargable

Cód. 10082

CE 2460 CE M 25 Clase III

