

MS2580

BÁSCULA CON PASAMANOS INALÁMBRICA



Pantalla táctil a color



Ruedas giratorias



Escáner código de barras



La báscula médica de pasamanos MS2580 ofrece plataforma antideslizante, pasamanos y alta capacidad, ideal para pacientes que requieren soporte. Su base reforzada permite usar silla de ruedas y, con el tallímetro ultrasónico opcional, mide la altura y calcula el IMC en segundos.

Pese a su tamaño, es fácil de transportar con ruedas integradas y funciona también con baterías recargables.

Además, se integra directamente al [sistema EMR o mediante una puerta de enlace](#), optimizando el flujo de medición y asegurando que los datos correctos lleguen al paciente adecuado con solo un botón.

Funciones

- IMC (Índice de Masa Corporal)
- Hold
- Tara
- Pre-tara
- Unidad

Características

Pantalla	Indicador modelo DP4800
Capacidad	300 kg
Precisión	100 g
Dimensiones totales	550 x 550 x 1090 mm
Pies	Ajustables
Transferencia de datos	USB, Wifi
Nivel	Burbuja
Reposapiés	Plegables
Reposabrazos	Elevables
Ruedas	Giratorias
Software	Smart Data Manager
Alimentación	Batería recargable / Adaptador de corriente
Peso	20,8 kg

Accesorios opcionales

10166	Tallímetro mecánico	HM201M
10164	Tallímetro digital	HM200D
10165	Tallímetro digital	HM201D
10171	Tallímetro ultrasónico	HM200U
10182	Escáner de código de barras	AS-9300

Cód. 10158

CE 2460 CE M 25 Clase III

Sibelmed



SIBEL SAU

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.

Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com

International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com

www.sibelmed.com