


MS5461

BÁSCULA DE SILLA



Reposabrazos elevables para facilitar el transporte



Reposapiés plegables



Ruedas giratorias con freno



Montaje sin herramientas



La báscula de silla MS5461, está especialmente diseñada para pacientes que tienen dificultades para levantarse. La pantalla remota puede colocarse en la parte lateral o trasera de la silla según sea necesario, lo que permite pesar a los pacientes de forma sencilla y precisa.

La MS5461 dispone de bastidores plegables para facilitar su transporte, y puede ser montada fácilmente por una sola persona sin necesidad de herramientas.

Además, ofrece la posibilidad de enviar datos a un PC.

(NOTA: El dispositivo NO es una silla de ruedas y no debe empujarse cuando el paciente está sentado en el asiento).

Funciones

- IMC (Índice de masa corporal)
- BSA (Área de superficie corporal)
- Imprimir
- Hold
- Tara

Características

Pantalla	Indicador modelo DP4600 Pantalla LCD 1,4"
Capacidad	250 kg
División	100 g
Dimensiones totales	590 x 1020 x 980 mm
Dimensiones asiento	536 x 460 x 480 mm
Altura reposabrazos	730 mm
Reposapiés	Plegables
Reposabrazos	Elevables
Transferencia de datos	USB
Alimentación	6 Pilas AA / Adaptador de corriente
Peso	17,6 kg

Accesorios opcionales

10073	Impresora térmica	TP2100 (USB)
-------	-------------------	--------------

Cód. 10120

CE 2460 CE M 25 Clase III

Sibelmed

SIBEL SAU
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com