

MS6080

BÁSCULA PESACAMAS




Rampas plegables



Ruedas giratorias integradas



Pantalla táctil a color



Conectores codificados por colores



La báscula para cama MS6080 simplifica el procedimiento de medición del peso de los pacientes encamados.

Se colocan dos básculas portátiles junto a la cama, que se desplaza sobre la báscula.

Tras deducir el peso de la cama con solo pulsar un botón, se puede medir el peso exacto del paciente.



Además, se integra directamente al [sistema EMR](#) o mediante una [puerta de enlace](#), optimizando el flujo de medición y asegurando que los datos correctos lleguen al paciente adecuado con solo un botón.

Funciones

- IMC (Índice de Masa Corporal)
- Hold
- Tara
- Pre-Tara
- Unidad
- Retroiluminación

Características

Pantalla	Indicador modelo DP4800
Capacidad	600 kg
Precisión	100 g
Dimensiones totales	1256 x 366 x 61,5 mm
Dimensiones plataforma	1000 x 160 mm
Aviso	Zumbido de aviso de cambio de peso
Nivel	Burbuja
Rampa	plegable de perfil ultrabajo
Transferencia de datos	USB, Wifi
Alimentación	Adaptador de corriente / Batería recargable
Peso	11,4 kg



Dos tamaños de plataforma disponibles.

Accesorios opcionales

10093	Soporte indicador	SM-2714
10182	Escáner de código de barras	AS-9300

Cód. 10160

CE 2460 CE M 25 Clase III

Sibelmed



SIBEL SAU

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.

Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com

International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com

www.sibelmed.com