

TP2100 / TP2110

IMPRESORAS TÉRMICAS

Imprima con un solo botón datos de medición que incluyen peso, altura, IMC, tara y peso previo a la tara desde dispositivos Charder compatibles.



USB



Inalámbrica y USB

Impresión

- Número de puntos: 384 puntos/línea
- Resolución: 8/puntos/mm
- Papel: 57.5±0.5 (Ancho x 30 mm)
- Velocidad de impresión: 75 mm/s

Características

Dimensiones	120 x 80 x 50 mm
Transmisión de datos	TP2100: USB TP2110: USB, inalámbrica
Alimentación	Adaptador de corriente
Peso	220 gr

Básculas compatibles

TP2100	MS21NEOV, MS2504, MS3830, MS4910, MS4971, MS5410, MS5461, MS5751, MS5900, MS6000, MS4980, MS5980, MS3880, MS2580
TP2110*	MS21NEOV, MS3830, MS4202, MS4202L, MS4910, MS5410, MS5900, MS6000, MS6110, MS4980, MS5980, MS3880, MS2580

*La báscula debe tener transmisión de datos inalámbrica.



Cód. 10073 (TP2100)

Cód. 10177 (TP2110)



SIBEL SAU

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.

Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com

International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com

www.sibelmed.com