

S-BASIC

CABINA AUDIOMÉTRICA



Frecuencia 8000Hz
43.3dB



Montaje rápido y
sencillo



Compatible con los
principales audiómetros
del mercado



Mesa abatible

S-BASIC · cabina audiométrica

Descripción

La cabina insonorizada S-BASIC utiliza los más novedosos materiales en aislamiento acústico. Ello ha permitido elaborar una gama de cabinas de gran calidad a un precio muy económico, reduciendo su peso y obteniendo un elevado índice de aislamiento con una gran funcionalidad y belleza estética, además de su compatibilidad con los principales audiómetros del mercado. Su acabado exterior es de paneles lavables, su interior de aspecto elegante y confortable. Dispone de iluminación interna.

Características

	S-BASIC	S-BASIC B	S-BASIC C
Medidas externas	96x96x208 cm	110x110x208 cm	120x120x208 cm
Medidas internas	86x86x190 cm	101x101x193 cm	111x111x193 cm
Ventana		70 x 58 cm	
Puerta		80 x 188 cm	
Mesa abatible		80 x 40 cm	
Material externo		Melamina	
Material interno		Espuma piramide	
Iluminación int.		Lámpara LED circular	
Suelo		Poliéster lavable	
Alimentación	220 V 50/60 Hz (Otros voltajes opcionales)		
Placa conexiones	5 jacks de Ø 6,3mm y 1 jack de Ø 3,5mm		
Peso	<200 Kg	<220 Kg	<240 Kg

Normativas


Acorde con las Normativas:

- EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013+AC:2014
- EN 60601-1-6:2010 +A1:2015
- EN 62366-1:2015 + A1:2020
- EN ISO 14971:2019 + A11:2021
- EN ISO 20417:2021
- EN ISO 15223-1:2021

Este producto ha sido validado en laboratorio según norma EN ISO 11957:2009, cálculo del índice global de reducción acústica ponderado, se ha realizado según norma UNE EN ISO 717-1:1997.

El proceso de diseño, producción y servicio postventa está efectuado de acuerdo con el estándar de calidad EN ISO 9001:2015, EN ISO13485:2016 + A11:2021 y con los requisitos del Reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745.

Aislamiento acústico



Ensayo certificado por laboratorio acreditado Applus.

D'p.w:31dB

AUDIÓMETRO SIBEL SOUND DUO

- Audiómetro de 2 canales
- Pantalla táctil a color.
- Pórtatil, con bolsa de transporte.
- 2 modelos: A-AOM.
- Base de datos: >1000 pruebas con pacientes ilimitados.
- Audiometría automática Hughson-Westlake.
- Exportación de datos (vía Ethernet).
- Conectividad USB y Ethernet.
- Software de audiometría W50.



SIBEL S.A.U.

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.

Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com

International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com

www.sibelmed.com



EN ISO9001:2015



SIBEL S.A.U. se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin necesidad de previo aviso.

Sibelmed