

S-BASIC

CABINA AUDIOMETRICA



Frequenza 8000Hz
43,3dB



Montaggio semplice
e veloce



Compatibile con i
principali audiometri
disponibili sul mercato



Tavolo pieghevole

S-BASIC · cabina audiometrica

Descrizione

La cabina audiometrica utilizza i più recenti materiali di isolamento acustico. Ciò ha permesso di sviluppare una gamma di cabine di alta qualità ad un prezzo molto contenuto, riducendone il peso e ottenendo un alto indice di isolamento con grande funzionalità e bellezza estetica, oltre alla loro compatibilità con principali audiometri in commercio.

La superficie esterna è composta da pannelli lavabili, mentre l'interno è piacevolmente illuminato e confortevole. Dispone di illuminazione interna.

Caratteristiche

	S-BASIC	S-BASIC B	S-BASIC C
Esterno cabina	96x96x208 cm	110x110x208 cm	120x120x208 cm
Interno cabina	86x86x190 cm	101x101x193 cm	111x111x193 cm
Finestra		70 x 58 cm	
Porta		80 x 188 cm	
Tavolo richiudibile		80 x 40 cm	
Materiale esterno		Melamina	
Materiale interno		Schiuma piramidale	
Illuminazione int.		Lampada LED circolare	
Pavimento		Poliestere lavabile	
Alimentazione	220 V 50/60 Hz (Altre tensioni opzionali)		
Schede di connessione	5 jacks de Ø 6,3mm y 1 jack de Ø 3,5mm		
Peso	<200 Kg	<220 Kg	<240 Kg


Normative

- La cabina audiometrica S-BASIC è conforme a:
- EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013+AC:2014
- EN 60601-1-6:2010 +A1:2015
- EN 62366-1:2015 + A1:2020
- EN ISO 14971:2019 + A11:2021
- EN ISO 20417:2021
- EN ISO 15223-1:2021

Questo prodotto è stato accreditato in laboratorio in base alla normativa UNE-EN ISO 11957:2009 e al calcolo dell'indice globale di isolamento acustico è stato eseguito secondo lo standard UNE EN ISO 717-1: 1997.

Il processo di progettazione, produzione e assistenza alla clientela sarà regolato secondo le norme di qualità ISO 9001:2015, EN 13485:2016+AC:2018 e del Regolamento dei dispositivi medici (UE) 2017/745.

Isolamento acustico



Test di certificazione eseguito da laboratorio autorizzato Applus
D'p.w:31dB

AUDIOMETRO SIBEL SOUND DUO

- Audiometro a 2 canali
- Touch screen a colori.
- Portatile, con borsa per il trasporto.
- 2 modelli: A-AOM.
- Database > 1000 test con un numero illimitato di pazienti.
- Audiometria automatica Hughson-Westlake.
- Esportazione dei dati (tramite Ethernet).
- Connettività USB ed Ethernet.
- Software per audiometria W50.



SIBEL S.A.U.

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.

Vendite nazionali: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com

Vendite internazionali: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Servizio tecnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com

www.sibelmed.com



EN ISO9001:2015



SIBEL S.A.U. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso

Sibelmed