

Sibelmed®

+40
años
years

S-BASIC

CABINA AUDIOMÉTRICA



Frequência 8000 Hz
43,3 dB



Montagem rápida e
simples



Compatível com os
principais audiômetros
disponíveis no mercado



Mesa rebatível

www.sibelmed.com

S-BASIC · cabina audiométrica

Descrição

A cabine de audiometria S-BASIC usa os materiais de isolamento acústico mais recentes. Isto permitiu desenvolver uma linha de estandes de alta qualidade a um preço muito económico, reduzindo seu peso e obtendo um alto índice de isolamento com grande funcionalidade e beleza estética, além de sua compatibilidade com os principais audiômetros do mercado.

A superfície externa é feita de painéis laváveis e o interior tem uma iluminação agradável e confortável. Possui iluminação interna.

Características

	S-BASIC	S-BASIC B	S-BASIC C
Cabine externa	96x96x208 cm	110x110x208 cm	120x120x208 cm
Cabine interna	86x86x190 cm	101x101x193 cm	111x111x193 cm
Janela		70 x 58 cm	
Porta		80 x 188 cm	
Mesa rebatível		80 x 40 cm	
Material externo		Melamina	
Material interno		Espuma e piramidal	
Iluminação int.		Lâmpada LED circular	
Chão		Poliéster lavável	
Alimentação	220 V 50/60 Hz (Outras tensões opcionais)		
Placas de ligação	5 jacks de Ø 6,3mm y 1 jack de Ø 3,5mm		
Peso	<200 Kg	<220 Kg	<240 Kg

Regulamentos


• A Cabine de audiometria S-BASIC é compatível com as normas:

- EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013+AC:2014
- EN 60601-1-6:2010 +A1:2015
- EN 62366-1:2015 + A1:2020
- EN ISO 14971:2019 + A11:2021
- EN ISO 20417:2021
- EN ISO 15223-1:2021

Este produto foi validado em laboratório de acordo com o regulamento UNE-EN ISO 11957:2009 e o cálculo do índice global de redução acústica Foi realizado de acordo com a norma UNE EN ISO 717-1: 1997.

O processo de desenho, produção e serviço ao cliente estarão em conformidade com as normas de qualidade ISO 9001:2015, EN 13485:2016+AC:2018 e de Regulamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745.

Isolamento acustico



AUDIÓMETRO SIBEL SOUND DUO

- Audiômetro de dois canais digitais
- Ecrã táctil a cores
- Portátil, com mala de transporte.
- 2 modelos: A-AOM.
- Base de dados > 1000 testes com pacientes ilimitados.
- Audiometria automática Hughson-Westlake.
- Exportação de dados (via Ethernet).
- Conectividade USB e Ethernet.
- Software de audiometria W50.



SIBEL S.A.U.

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.

Vendas Nacionais: Tel. +34 93 436 00 08 email: comercial@sibelmed.com

Vendas Internacionais: Tel.+34 93 436 00 07 email: export@sibelmed.com

Serviço Técnico: +34 93 433 54 50 email: sat@sibelmed.com

www.sibelmed.com



EN ISO 9001:2015

SIBEL S.A.U. reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio

Sibelmed®