

"Consigo desde 1980"

Espirometria
Audiometria
Sono



www.sibelmed.com



"Consigo desde 1980"

▼ A nossa identidade

"Somos uma equipa humana de 40 pessoas que desde 1980 **desenha, fabrica e comercializa** produtos médicos nas especialidades de **ESPIROMETRIA, AUDIOMETRIA e DIAGNÓSTICO E TERAPIA DO SONO**.

Adaptamo-nos às necessidades dos profissionais e do mercado para contribuir para a melhoria do setor."

Sibelmed

▼ Os nossos êxitos

- | Desde 1980 no setor da saúde
- | Mais de 35 produtos de fabrico próprio
- | 2 patentes internacionais
- | Mais de 55 000 produtos vendidos
- | Participação em 26 projetos de investigação
- | Presença em mais de 90 países
- | Rede de distribuição superior a 700 empresas



espirometria

► DATOSPIR touch espirómetro

6
Modelos



HL7



Bluetooth®

USB HL7 Spain



► DATOSPIR *aira* espirómetro informatizado

3
Modelos



HL7



Bluetooth®

USB HL7 Spain



▼ DATOSPIR TOUCH EASY

Cuidados Primários · Medicina Ocupacional

▼ DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC

Unidades Respiratórias

Transdutor **fleisch, descartável ou turbina**
FVC, VC, MVV, Broncodilatação
Programa controlo de qualidade da espirometria
Software W20s incluído
Impressora interna
PIM-PEM, bateria interna (opcional)
Estação meteorológica integrada*
Broncoconstricção*

* Opcional em modelo Easy


▼ DATOSPIR AIRA

Cuidados Primários · Medicina Ocupacional · U. Respiratórias

Transdutor **fleisch, descartável ou turbina**
Sensor de temperatura
Desativação automática
Software W20s incluído

GLI/QUANJER · SEPAR · ERS · KNUDSON · CRAPO · ZAPLETAL · MORRIS · AUSTRIA · GUTIERREZ · CASTRO-PEREIRA · POLGAR-WENG · HANKINSON-NHANES III PÉREZ-PADILLA · CRUZ-MORALES · GOLSHAN · GARCÍA RÍO · CANDELA · PLATINO · THAI 2000

► W20s + W20sLink software + módulo opcional



▼ W20s

Mais de 40 parâmetros
FVC, VC, MVV, Broncodilatação
Programa de controlo de qualidade da espirometria
Valores de referência Quanjer 2012-GLI com LLN e Z-score
Gestão de diferentes bases de dados
Compatible com Windows 7, 8.1, 10 e 11
Estação meteorológica USB (opcional)
Oximetria de pulso (opcional)

▼ W20s Link

O módulo opcional **W20sLink**, que permite a interoperabilidade com os **HIS** (Sistemas de Informação Hospitalar).

Interoperabilidade compatível com **HL7** CDA de espirometria

S3000

Seringa de Calibração

Consumíveis

Transdutor Descartável com filtro,
filtros, papel...

Estação meteorológica USB e Oximetria de pulso

(Soft. W20s)



audiometria

► SIBELSOUND DUO

audiômetro portátil

2
Modelos



USB



Ethernet



► SIBELSOUND 400

audiômetro de sobremesa

5
Modelos




USB



► W50

software

Compatível com todos os audiômetros Sibelman com do Windows 7, 8.1, 10 e 11



► Espéculos



▼ SCREENING ▼ DIAGNÓSTICO BÁSICO

2 canais
11 frequências de 125 a 8000 Hz
Via aérea · Via óssea*
Mascaramento*
Tom contínuo e tom intermitente
Frequências intermédias
Frequência modulada
Audiometria automática (opcional)
Exportação de dados (opcional)
Software W50 (opcional)
*Dependendo do modelo

▼ SCREENING ▼ DIAGNÓSTICO ▼ CLÍNICO

2 canais
11 frequências de 125 a 8000 Hz
Via aérea · Via óssea*
Mascaramento*
Tom contínuo e tom intermitente
Frequências intermédias
Frequência modulada
Exames tonais e logaudiometria*
Software W50 (opcional)*
*Dependendo do modelo

► S-BASIC

cabina audiométrica



► S40

cabina audiométrica



► S-PREMIUM

cabina audiométrica



3
Modelos

Atenuação máxima de 41 dB
Montagem rápida e simples
Económica

5
Modelos

Atenuação máxima de 50 dB
Montagem rápida e simples
Múltiplas opções
Medidas especiais
Personalizável

10
Modelos

Atenuação máxima de 56 dB
Desenho elegante e inovador
Sistema de montagem patentado
Montagem em menos de 7 minutos
Sem parafusos
Medidas especiais
Personalizável

Compatíveis com todos os audiômetros do mercado



Veja os vídeos dos produtos em:



► Screen&Go

cribado del SAHS



Micro SD



De 1 a 8 canais (7 simultâneos)

► Sleep&Go

polígrafo cardiorrespiratorio




Micro SD



8 a 16 canais (15 simultâneos)

► BitmedLab Software



▼ Screen&Go

Simple e fácil de utilizar
Ecrã gráfico a cores
Visualização dos sinais em tempo real no ecrã.
Controlo de qualidade dos sinais no ecrã
Programável a partir de um PC e aparelho
Cartão de memória MicroSD/
Adequado para pediatria

*FLUXO RESPIRATÓRIO · SPO₂ · PULSO · RONCO · BANDA TORÁCICA · POSIÇÃO · ATIVIDADE · BANDA ABDOMINAL
TERMOPAR · BLUETOOTH · NÍVEL CPAP · MOV. EXTREMIDADES · ONDA PULSAÇÃO

*Depende do modelo

Módulo externo EXG para exames **EEG, EMG, EOG, ECG** (opcional)

▼ Sleep&Go

▼ BITMEDLAB


Gráfica de severidad del IAH
Análise automática de eventos
Visualização personalizável
Relatórios completos
Exportação de exames ASCII e EDF
Base de dados integrada
Compatível com Windows 7, 8.1, 10 e 11

► Positional Therapy somnibel® dispositivo postural



Reduz o índice de apneias
Pode ajudar a reduzir o índice de ressonar
Aumenta a saturação média de oxigénio no sangue
Melhora a qualidade do sono e a sonolência diurna
Software **SomniLab** incluído
Modelo de **Somnibel** para paciente

► SomniLab Software



▼ SOMNILAB

Sinais:
Posição corporal
Actigrafia
Potência do estímulo
Relatório de conformidade e tendências
Compatível com o Windows 7, 8.1, 10 e 11



BARCELONA

SIBEL, S.A.U.

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain

Vendas internacional: Tel. +34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Vendas nacional: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com

Serviço técnico: Tel. +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com

Seguimos em: 

www.sibelmed.com

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela SIBEL SAU é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

